



Termoterapi

Art.nr: 100F-365




- 1. Negativ plate
- 2. Probe
- 3. CAP håndtak
- 4. RES håndtak

Bakre Panel



Frontpanel

- 1.RES
- 2.CAP



Termoterapi

Art.nr: 100F-365

Produktmodell	F-319B
Strøm	AC 100-120v, 50/60Hz ; AC 220-240V, 50/60Hz
Watt	400w
Produktstørrelse	37x31,5x16,5 cm
Pakkestørrelse	56,8x52,5x23,5 cm
Pakkeinnhold	Hovedenhet x 1
	Tilbehørshylle x 1
	RES håndtak x 1
	CAP håndtak x 1
	Negativ plate x 1
	Probe x 8
	Skrutrekker x 1
	Skrue (M4)
	Manual x 1
	Strømledning x 1

Vedlikehold:

Etter bruk, rengjør stolen med et nøytralt rengjøringsprodukt. Desinfeksjon som inneholder alkohol, syre, eller er alkalisk anbefales ikke.

Smør bevegende deler jevnlig (en gang i året).